


介護の現場で役立てたい

スムーズな背抜きや圧抜き、ポジショニング 衛生的な使い捨てタイプ
ケーブル介助グローブ使い捨てタイプ



背抜きや圧抜き、ポジショニングといった看護ケアに使用する用品。介助グローブを装着した手を療養者の身体の下に差し込み、溜まったズレ力や圧迫を取り除きます。療養者の身体の下にスムーズに手を差し込めるよう、グローブの先端はフラップ形状になっている。衛生的な使い捨てタイプで、1箱50枚入り。価格は、2千円（税抜）

ケーブル ☎ 046-821-5511

全自動で体重や状態を検知
床ずれ防止エアマットレス「こちあ利楽」

電源を入れるだけで寝た人の体重、体型、姿勢の変化を検知し、自動でマットレスのかたさを設定するシステムを採用した「こちあ利楽」。従来必要だった体重やかたさ設定の操作が不要に。エアマットレスとしては業界初の通気性のあるカバーをラインアップに追加した。さらに電動ベッドから電源供給を受けることができる機能も装備。オプションのケーブルを使うとマットレスの電源コードが不要となった。

パラマウントベッド ☎ 0120-03-3648



硬さの異なる2種類のウレタンフォームを使用
ウレタンマットレス「リバーシブルPRO マットレス プレミアム」



優しく支える低反発面と、しっかり支える高弾性面の2種類のウレタンフォームを使用したリバーシブル防水マットレス。低反発面が、体圧分散性と寝心地の良さを実現。また高弾性面が、適度な柔らかさと弾性により、寝返りなどの自立支援を促す。立体的な特殊加工により、リクライニング時にもマットレスが追随。電動ベッドでも寝心地を損なうことがない。床ずれ発生リスク高度から再発予防の人まで幅広く対応。価格12万円（税抜）。

イノアックリビング ☎ 0120-790-593

肌への優しさにこだわり

パッド型紙おむつ「リフレ スマートライン スマートキャッチパッドタイプ」

夜間や長時間も安心して使用できるパッド型紙おむつ。排尿後のおむつは、体圧がかかると、尿がおむつ表面に液戻りし、肌がおやける原因となる。スマートキャッチパッドタイプは、独自の「さらさらドライ吸収体」により、尿を閉じ込め液戻りを最小限にとどめる。そのほか、パッド表面には素肌と同じ弱酸性に保つ素材を採用、やわらかい素材のブロックギャザーや、おむつ内のムレを防ぐ透湿性防水フィルムなど、肌への優しさにこだわった。吸収量に応じて2種類の製品をラインアップ。

リブドゥコーポレーション ☎ 0120-271-361



褥瘡ケア製品

誤嚥や褥瘡のリスクを低減
ブラッツ「ラフィオ」



背上げを、頭から背部のハイバック部と腰部のローバック部の2つに分け、部位ごとに角度調節できるようにした「ハイバックサポート機能」が特徴。背上げ時に頸部の角度を調整することで、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢を作る。背上げをすることで、横隔膜が広がり、呼吸しやすい快適な姿勢を保つことができる。従来の背上げに比べて、腰部への圧力が減少、褥瘡リスクの低減が期待できる。さらに、背上げ時のズレを抑える、ひざ位置のフィッティング機能を搭載。利用者の大腿部の長さに合わせて、ひざの屈曲位置を2段階に調整できる。パーツ変更なしで位置変えできるので簡単だ。垂直昇降で設置場所をとらない。床面高は転落による怪我のリスクを低減する超低床の15cmから57cmまで昇降できる。

ブラッツ ☎ 092-584-3433

補食や間食時においしく手軽に栄養補給
栄養補助飲料「エンジョイ Argina (アルギーナ)」

たんぱく質（アルギニン、シトルリン、コラーゲンペプチド）5gを含む、12種類のビタミンと亜鉛10mg、鉄7.5mg、銅などを含む、スッキリとした飲み口の栄養補助飲料。1パック（125ml）の飲みきりサイズだがエネルギーは200kcalの少量ハイカロリー飲料で、いつでも手軽においしく栄養補給ができる栄養機能食品（銅）だ。ライチ味とオレンジ味の2種類。脂質ゼロで続けやすい味わいが特徴。乳製品が苦手な方にもおすすめ。

クリニコ ☎ 0120-52-0050



すみれ Smile

笑顔と笑顔でよりそうこころ

国内最大のウレタンフォームメーカー
「イノアック」グループより、
“笑顔と笑顔でよりそう福祉用具”をお届けします。



立ち上がりやすい車いすクッション
「Swimo (スイモ) コーティングタイプ」



オールウレタンの安心、低床ベッド
「おふとんベッドII」



両面使えるウレタンマットレス
「リバーシブルPROマットレス プレミアム」

INOAC

株式会社イノアックリビング

〒141-0032 東京都品川区大崎2丁目9番3号 大崎ウエストシティビル
TEL: 0120-790-593 FAX: 03-3492-9215 URL: www.inoac.co.jp/living/